



mylife™ Loop™ Program mit Unterstützung von Dexcom CGM Erleichtert Ihr Leben mit Diabetes

Im Mai 2020 haben Ypsomed und Dexcom ihre Kooperation zur Verbesserung der Diabetestherapie bekannt gegeben. Diese Partnerschaft stellt einen wichtigen Meilenstein in unserer Weiterentwicklung einer individualisierten Diabetestherapie im Rahmen des mylife™ Loop™ Programs dar. Im ersten Schritt werden die Funktionen des kontinuierlichen Glukosemesssystems (CGM) Dexcom G6 in die mylife™ App von Ypsomed eingebunden. Im nächsten Schritt wird ein Algorithmus die Insulinzufuhr automatisch an den vorhergesagten Glukoseverlauf anpassen.

Einfach die mylife™ App aktualisieren, die mylife™ YpsoPump® muss nicht ausgetauscht werden



mylife™ Assist – alle relevanten Therapie-Daten in der mylife™ App

- Gewebeglukosewerte, die der Dexcom G6 (und, sofern verfügbar, aus künftigen Dexcom-Systemen) misst, werden vollständig in die Therapiemanagement-Lösung von Ypsomed integriert.
- Die mylife™ App warnt die Benutzer, wenn die Gewebeglukosewerte zu hoch oder zu niedrig sind.
- Glukosetrends und Insulindaten sind in Verbindung mit der mylife™ YpsoPump® auf einen Blick verfügbar.
- Konfiguration und Sensoreinstellungen werden direkt in der mylife™ App vorgenommen.
- Die Benutzer werden in der Lage sein, ihre CGM- und Insulinpumpen-Daten drahtlos von der mylife™ App in die mylife™ Cloud zu senden.
- Die Integration soll es zudem Familie und Betreuungspersonen ermöglichen, die Dexcom Follow App zu nutzen.
- Die Funktionalität soll Ende 2020/Anfang 2021 verfügbar sein.



mylife™ Loop™ – Steuerung der Insulinpumpe und algorithmusgesteuerte Insulinabgabe via Smartphone

- Modulares Diabetes-Therapiesystem mit der mylife™ YpsoPump®, die komplett über das Smartphone gesteuert werden kann.
- Anpassbare, intelligente und automatische Insulinabgabe.
- Automatische Korrektur von hohen und niedrigen Gewebeglukosewerten, um die Zeit im Zielbereich auf der Basis der Gewebeglukosespiegel-Prognosen zu verlängern.
- Regelmäßige Feature-Upgrades dank unserer App-basierten Lösung.

Für mehr Informationen und Neuigkeiten besuchen Sie: www.mylife-diabetescare.de/loop

Disclaimer: Dexcom, Dexcom Follow und Dexcom G6 sind registrierte Handelsmarken von Dexcom, Inc. in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.