


Produktdaten

Artikelbezeichnung	:	Alkoholtupfer
Artikelnummer	:	7060010
GTIN/EAN	:	4260271587013
Zolltarifnummer	:	3005 1090 00
Größe	:	6 x 3 cm – gefaltet auf 3 x 3 cm
Stärke	:	ca. 0,022 mm
Oberfläche	:	glatt
Anzahl / Karton	:	50 x 100 Stück im Umkarton
Unterverpackung	:	100 Stück einzeln verpackt in Spenderbox 50 Spenderboxen im Umkarton
Material	:	70% Rayon, 30% PET getränkt mit 70% Isopropyl-Alkohol
Qualitätskontrollen	:	permanente Kontrollen während der Produktion Endkontrolle vor Verschiffung Rückverfolgbarkeit durch Lot-Nummer Wareingangskontrolle durch WMC

logistische Daten

Kartonabmessung	:	295 x 220 x 280 mm
Palette	:	1200 x 800 mm (EURO)
Palettenmenge	:	78 Karton = 3.900 Spenderboxen
Lagen	:	6 Lagen á 13 Karton
Kartongewicht	:	± 5,44 kg (brutto)



Die Daten beschreiben ausschließlich produktrelevante Daten und basieren auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften im Sinne der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften dar.

Stand: 10.05.2019